

Der Inhalt der Produktseite - Rayovac ProLine Hörgerätebatterien



Als führendes Unternehmen in der Hörbranche und eine lange Tradition als Innovationsführer setzt RAYOVAC mit immer neuen Produktentwicklungen kontinuierlich Maßstäbe in Technologie und Leistung, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Mit über 80 Jahre Erfahrung dient RAYOVAC als Grundlage für die Entwicklung und Herstellung von Hörgerätebatterien, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

Active Core Plus™ ist die Technologie, die hinter der bisher besten Hörgerätebatterie von RAYOVAC® steckt. Sie bietet eine noch länger anhaltende Leistung und noch mehr Verlässlichkeit*, genauso wie es die Nutzer von Rayovac erwarten können.

Active Core Plus™ bietet noch ausgefeiltere Funktionen, um die Erwartungen an die modernen Geräte von heute zu erfüllen. Die Technologie ermöglicht hervorragende Leistungsfähigkeit, Spitzenqualität und Verlässlichkeit.



**ACTIVE CORE
PLUS**



Die Bereitstellung einer Reihe von Hauptfunktionen der Active Core Plus™ Technologie gibt den Nutzer eine noch bessere Erfahrung und mehr Sicherheit.



Bahnbrechende Materialien

eine längere* Leistungsfähigkeit für die derzeit anspruchsvollsten Geräten



Einen optimierten Herstellungsprozess

für eine verbesserte* Konsistenz bei der Handhabung aktiver Materialien und eine gleichbleibende, hervorragende Leistung aller RAYOVAC-Hörgerätebatterien



Eine neue Formel

optimierte* Konzentration der Materialien für eine höhere Lebensdauer der Batterie. Mit unserer neuen Anodenformel wird sichergestellt, dass keine Hörgerätebatterie länger hält, ohne dass eine zusätzliche Formatierung erforderlich ist



Optimierte Form

ein neues Zelldesign ermöglicht mehr wichtige Bestandteile und eine höhere Kapazität, während sie dann Energie zur Verfügung stellt, wenn Sie sie brauchen.



Sichere Abdichtung

ein genaues Anbringen der Abdichtung verleiht Zellstabilität und Haltbarkeit unter extremen Bedingungen

Die Anwendung der Rayovac Hörgerätebatterien:



Nehmen Sie vorsichtig eine neue Batterie aus der Verpackung



Entfernen Sie die Schutzfolie und lassen Sie die Batterie eine Minute lang belüften



Fügen Sie die neue Batterie in Ihr Hörgerät ein



Verpassen Sie keine wichtigen Momente